


ACTIPRO DUO DES

Bactericide, levuricide et actif contre les virus enveloppés



BE-REG-02632

ACTIPRO DUO DES est un **nettoyant désinfectant concentré soluble (SL)** pour sols et surfaces dures non poreuses TP2 (industrie et collectivités) et TP4 (milieu alimentaire) par pulvérisation ou trempage, sans nettoyage préalable, à 20°C. Produit biodégradable (CE 648/2004).

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyant désinfectant (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés) qui permet en une seule opération le nettoyage et la désinfection des sols et de toutes les surfaces lavables (tables, plans de travail, rampes ...).
- Convient pour la désinfection des surfaces dans les secteurs tels que les collectivités, la cuisine professionnelle, l'industrie agroalimentaire et non-alimentaire.
- Utilisable en autolaveuse pour un entretien efficace des sols.
- Produit agréé pour le contact alimentaire.

MODE D'EMPLOI



Laisser agir 5min à 1%.



Tremper les surfaces à nettoyer avec la solution. Si nécessaire, récuser les surfaces avec une brosse. Laisser agir pendant plusieurs minutes. Spécifiquement pour les surfaces en contact avec les aliments, rincer à l'eau claire après application.

DONNÉES TECHNIQUES



Liquide incolore à jaune. **Matière active:** 4% N-(3-Aminopropyl)-Ndodecylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9). **Détail des normes disponible à la page suivante.**



- pur: $9,5 \pm 0,5$
- en solution de 1%: $9,3 \pm 0,5$

Point de congélation :

pas de données disponibles

Densité

1020 (1,015 – 1,025) g/l

Point d'inflammation :

pas de données disponibles



4 x 5L
1 x 10L

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE EN SÉCURITÉ

- Consulter la fiche de données de sécurité pour plus de renseignements des premiers soins et instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit biocide.
- Conserver ce produit dans les récipients d'origine fermés, loin des températures extrêmes.



08/05/2025

CLEANLINE BV

Nijverheidslaan 8 - B-8560 Wevelgem

T +32 (0)56 43 70 70 - E info@cleanline.be

www.cleanline.be

 **cleanline**

ACTIPRO®

ACTIPRO DUO DES

Bactericide, levuricide et actif contre les virus enveloppés

Détail des normes de désinfection TP2 & TP4

BACTÉRICIDE

Norme	EN1276
Souches	Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Enterococcus hirae
Conditions	3g/l albumine, 20°C
Dosage 1%	Temps de contact 5min
Certificat	2025

Norme	EN13697
Souches	Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Enterococcus hirae
Conditions	3g/l albumine, 20°C
Dosage 1%	Temps de contact 5min
Certificat	2025

LEVURICIDE

Norme	EN1650
Souches	Candida albicans
Conditions	3g/l albumine, 20°C
Dosage 1%	Temps de contact 5min
Certificat	2025

Norme	EN13697
Souches	Candida albicans
Conditions	3g/l albumine, 20°C
Dosage 1%	Temps de contact 5min
Certificat	2025

BACTÉRICIDE CONTRE SALMONELLA, LISTERIA ET CAMPYLOBACTER

Norme	EN1276
Souches	Salmonella enterica; Listeria monocytogenes; Campylobacter jejuni
Conditions	3g/l albumine, 20°C
Dosage 1%	Temps de contact 5min
Certificat	2025

Norme	EN13697
Souches	Salmonella enterica; Listeria monocytogenes; Campylobacter jejuni
Conditions	3g/l albumine, 20°C
Dosage 1%	Temps de contact 5min
Certificat	2025

FONGICIDE

*Norme de fongicidie valable uniquement en France

Norme	EN1650
Souches	Aspergillus brasiliensis
Conditions	3g/l albumine, 20°C
Dosage 1%	Temps de contact 5min
Certificat	2023

Norme	EN13697
Souches	Aspergillus brasiliensis
Conditions	3g/l albumine, 20°C
Dosage 6,5%	Temps de contact 30min
Certificat	2024



08/05/2025

CLEANLINE BV

Nijverheidslaan 8 - B-8560 Wevelgem

T +32 (0)56 43 70 70 - E info@cleanline.be

www.cleanline.be

 **cleanline**

ACTIPRO®